

Kwell Revoring - chaîne élastique - moyenne

gymna

Art: 578931 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Kwell Revoring est un système d'entraînement révolutionnaire qui permet de s'entraîner de différentes manières, avec un seul outil.

Il s'agit d'une chaîne élastique - des anneaux enrobés de tissu solide pour un exercice sûr - qui se compose de :

- quatorze anneaux qui forment des prises multiples pour un contrôle instantané de la résistance élastique.
- et des crochets variables pour de nombreux modes d'entraînement.

Kell Revoring est plus polyvalent que tout autre élastique d'exercice et plus intuitif que tout type d'équipement d'exercice.

- grâce aux différents anneaux, l'on peut ajuster immédiatement et facilement l'intensité de l'exercice en bougeant simplement les mains.
- **des possibilités infinies:** la polyvalence de Kwell Revoring permet d'expérimenter d'innombrables modalités d'exercice, de se concentrer sur chaque muscle et d'atteindre chaque objectif.
- **emplacements infinis:** pratiquer où l'on le souhaite, dans la salle d'exercice, à la maison, à l'extérieur, ...
- **utilisateurs infinis:** convient aux utilisateurs de tous âges et capacités.

DISPONIBLE EN 3 RÉSISTANCES

1. **Léger :** Le meilleur choix pour les exercices fonctionnels et analytiques avec une résistance limitée, convient également aux personnes âgées.
2. **Moyen :** le choix le plus polyvalent, pour ceux qui recherchent le bon compromis entre entraînement global et mouvements fonctionnels.
3. **Fort :** convient pour un entraînement très intensif, **le seul modèle qui permet également l'entraînement en suspension.**

CONTENU : le Kwell Revoring est livré dans un sac Revoring spécifique, avec la sangle Revoring et le mousqueton d'ancrage. Le guide de démarrage rapide permet d'effectuer des exercices de manière pratique et sûre.