

Toorx Bar pad pour squats - 40 x 8 cm

gymna

Art: 581563 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Toorx Bar Pad pour les squats - 40 x 8 cm

Opte pour un confort et un soutien supplémentaires pendant les squats lourds avec le Toorx Bar Pad. Sa taille extra-large réduit la pression sur le cou et les épaules, ce qui te permet de t'entraîner sans douleur et en toute sécurité.

Le coussin de barre convient à n'importe quel haltère et peut être facilement attaché grâce aux sangles incluses. Le caoutchouc NBR durable offre un amorti confortable et reste bien en place, même en cas d'utilisation intensive.

Spécifications

- Idéal pour les squats et autres exercices avec haltères
- Conception extra-large pour une répartition optimale de la pression et le confort de
- Convient à tous les haltères
- Comprend des sangles pour une bonne fixation
- Dimensions : 40 x 8 cm
- Matériau : caoutchouc NBR
- Couleur : noir