

gymna.GO T3x, commande à pied - Nougat

gymna

Art: 164312NOU | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

gymna.GO : Basically perfect !

Choisir la table **gymna.GO modèle T3x**, c'est choisir une **table de base multifonctionnelle en 3 parties avec une section de tête courte, une section centrale fixe et une section jambes/dossiers réglable** pour vos traitements.

Une table de base oui, mais une table de Gymna ! Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes.

Multifonctionnelle, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtres, table de massage, table de relaxation, ...

VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - voir plus bas - configurez votre propre table ci-contre.

- avec ou sans accoudoirs réglables.
- une gymna.GO avec accoudoirs est toujours équipée de série d'une ouverture visage standard en forme de poire avec coussin d'obturation.
- avec ou sans le **coussin facial hygiénique ERGOMAX**.
- choix de **12 couleurs**.
- réglage haut/bas **électrique ou hydraulique**.
- châssis avec ou sans **roulettes**.

COUSSINS GYMNA-GO - souples et confortables.

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' **assure une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient.**

- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m³.

TYPE REVÊTEMENT DES COUSSINS 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.

- le **simili cuir PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'abrasion, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec les produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **15 couleurs**, du classique et intemporel au vif et joyeux.

NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE T3x

- avec le modèle T3x, vous choisissez pour **3 plans de couchage : une section de tête courte, une section médiane fixe et une section dorsale/jambière réglable.**
- la combinaison de ces 3 plans **permet d'adopter la plupart des postures de base.**
- vous choisissez ce modèle **si vous effectuez des traitements en position assise et en position couchée.**
- les dimensions des plans sont un compromis optimal pour les personnes de petite et de grande taille.

La section TÊTIÈRE COURTE est **réglable en positif et en négatif** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.

- votre patient est allongé et détendu en coucher ventral grâce à l'inclinaison.
- vérin pneumatique activé par une poignée étroite à l'extrémité de la têtère, ne dérange pas lorsque vous travaillez depuis un tabouret.

Le DOSSIER/PLAN POUR LES JAMBES est **réglable en position quasi verticale** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.

- soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient pendant le traitement en position assise.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut** et facilite ainsi votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.

OPTION SUPPORTS DE BRAS GYMNA-GO MODÈLE T3x

- supports rectangulaires.
- réglables en hauteur pour **une relaxation maximale des muscles des épaules et du cou** de votre patient en coucher ventral.
- non amovibles.

(OPTION) OUVERTURE-VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE

- une table gymna.GO avec accoudoirs est **toujours équipée d'une ouverture faciale standard en forme de poire** pour une répartition uniforme de la pression sur le visage.
- dans TOUS LES AUTRES CAS, cette ouverture de la face est une option.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

OPTION OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture faciale en forme de cœur avec coussin Ergomax, **beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.**
- le coussin facial Ergomax est doux, sans couture, imperméable, **lavable et désinfectable** avec les désinfectants courants.

- Ergomax est amovible et peut être utilisé des deux côtés, en fonction de la forme du visage de votre patient.
- avec coussin d'obturation.

GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec **un revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds inférieurs munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.
- distance entre le sol et la base : environ 15 cm, soit **un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique intelligent haut/bas.

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement, **avec i-Control, un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage;
- **un mode continu** pour un grand déplacement de haut en bas.
- et **un mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, **ergonomique pour votre dos**.
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

OPTION PÉDALE DE COMMANDE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas avec une pédale de commande électrique.

OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

OPTION ROULETTES

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roues, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 205 x 67 cm
- Poids :
 - T3x : 79 kg
 - T5x : 81 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm électrique, 52 - 99 cm hydraulique
- Capacité de levage : max. 200 kg