

# Pulson 200 - blanc

Art: 320250 | Marque: GYMNA

**gymna**

**2 212,08 €** ~~2 765,08 €~~

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le Pulson 200 est un appareil de base pour la thérapie par ultrasons à fréquences multiples. Le Pulson 200 est équipé d'un écran tactile intuitif orné de symboles clairs représentant des actions simples à prendre. Un mode d'emploi n'est même pas nécessaire. Crucial pour cet appareil est l'alliance de l'intuitivité aux découvertes scientifiques les plus avancées. La satisfaction du patient reste l'objectif premier.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- écran tactile avec commande simple, action et réaction rapides.
- disponible en blanc ou en noir.
- NOUVELLE tête à ultrasons :
  - tête de traitement 'de pointe'.
  - absorption totale et très précise des ondes ultra-sons, aucune perte de chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES SPECIFIQUES

- tête de traitement à fréquences multiples, 4 cm<sup>2</sup>.
- 1 et 3 MHz, continu 0-2 W/cm<sup>2</sup>, pulsé 0-3 W/cm<sup>2</sup>.
- le contrôle de contact sonore et visuel garantissent une sortie constante.
- option: tête de traitement 1 cm<sup>2</sup> (art. 320.111).

Idéal pour les visites à domicile grâce à un sac de transport spécialement conçu (en option - art. 302.955).