

# Taurus Walker H Basic, hydraulique

**gymna**

Art: 507838



## Informations sur le produit

Le Taurus Walker est une aide à la marche sûre qui convient également à la rééducation de la démarche. C'est une excellente aide pour permettre aux patients de recommencer à marcher après une blessure ou une intervention chirurgicale. Mais il est aussi très utile aux personnes souffrant de problèmes de dos, d'arthrite, de fractures de la jambe ou du bassin ou de déficiences neurologiques

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- roulement extrêmement léger
- réglage de la hauteur : avec une échelle de hauteur facile à lire - au moyen d'un ressort à gaz - pour les personnes jusqu'à 2,1 m
- le vérin à gaz descend suffisamment bas pour offrir un soutien optimal lorsque la personne s'assoit "seule" ou se lève d'un lit ou d'une chaise
- base solide en matériau inoxydable durable ; facile à nettoyer, peut aller sous la douche
- accoudoirs en mousse : réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison
- roues antidérapantes.
- freins : 1 frein de blocage sur chaque roue
- charge maximale : 150 kg
- diamètre des roues : 12,5 cm=assez grand pour passer sur les bords de tapis et les seuils de porte, mais assez petit pour passer sous les lits.

Basic

- poignées fixes
- sans frein de conduite et de stationnement sur les poignées

## Spécifications

- Dimensions:
  - largeur avant (dimension intérieure) : 48 cm
  - largeur avant (dimension extérieure) : 57 cm
  - largeur arrière (dimension intérieure) : 57 cm
  - largeur arrière (dimension extérieure) : 66 cm
  - hauteur du support d'avant-bras : 86,5 - 132 cm
  - longueur du support d'avant-bras : 34 cm
- Poids : 18 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg
- Taille de l'utilisateur recommandée : 140 - 210 cm