

Toorx Professional Chest press

gymna

Art: 581400 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Chest press** est un appareil de musculation à pinces permettant d'exercer les muscles de la poitrine et des bras. Le **système de levier de poussée convergeant indépendamment** permet à l'utilisateur de contrôler entièrement le mouvement et d'entraîner les deux bras séparément. Grâce à sa conception et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour être utilisé dans un cabinet de kiné ou dans un cadre de rééducation. Les principaux muscles sollicités sont les mm. pectoraux et les m. triceps brachii.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- le **mouvement des bras** est indépendant, avec des poignées convergentes pour une ergonomie maximale.
- **options de réglage**: hauteur d'assise à 18 niveaux avec support à ressort à gaz.
- **levier de pied** pour soulager la pile de poids et déplacer les poignées vers l'avant.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre** pour résister aux rayures.
- **pile de poids** : poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupille et cage de protection, par 5 kg.
- **système de poulies**: transmission par câbles en acier tressé de 5 mm d'épaisseur, très solide et durable, capacité de charge maximale de 1500 kg.
- **rembourrage confortable**: la chaise est équipée de coussins à haute densité avec un revêtement en PU.
- **normes de sécurité**: conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1