Housse éponge table avec ouverture pour le nez - **GYMNA**



Blanc

Art: 576600 | Marque: QINES



Informations sur le produit

Housse pour tables de massage universelle en tissu éponge avec une grande élasticité. Pour chaque type de table de massage Gymna (sauf Tables Bobath et Tilting)

- peut être lavé dans la machine à laver jusqu'à 60°C
- 85% coton, 15% polyester
- avec ouverture pour le nez
- 10 couleurs possibles
- les housses en éponge sont élastiques et conviennent aux tables de traitement mesurant +/- 67 x 205 cm