

# MoVeS super loop - boucle - pêche - léger - 104 cm **gymna**

Art: 529120 | Marque: MOVES



## Informations sur le produit

La résistance des super loop MoVeS varie entre 7,5 en 40 kg. Les 'boucles' - en latex naturel - sont **extra solides** et **d'une élasticité exceptionnelle**.

- applications : stretching, renforcement de différents groupes musculaires, aussi bien en revalidation qu'en sport (fitness).
- en forme de boucle, plus de noeuds à défaire; de ce fait très durables.
- livrable en 5 résistances différentes.
- la longueur est toujours de 104 cm (circonférence 208 cm). **Couleurs des résistances à étirement maximal**
  - pêche (léger) : 7,5 kg.
  - orange (medium) : 15 kg.
  - vert limon (fort) : 22,5 kg.
  - azure (très fort) : 30 kg.
  - violet (super fort) : 40 kg.