

gymna.ONE D6, Blanc/Argent - Cognac Brown

gymna

Art: 198062CB | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

PIED : modèle gymna.ONE

Le piètement unique gymna.ONE se distingue par son design épuré et innovant, ainsi que par l'utilisation de **matériaux durables et naturels comme l'aluminium moulé et le bois**.

- Conforme à la norme GSP – GSP signifie « Gymna Stabilité Profil » :
 - une construction unique et équilibrée qui garantit à ta table **une stabilité** et **une** efficacité thérapeutique **optimales en toutes circonstances**.
 - Le jeu est absolument minime, même en cas de manipulations énergiques.
- Mécanisme à roulettes : d'un simple mouvement du pied, ta table se place sur ses 4 roulettes pivotantes.
- Le dessous des pieds est équipé d'embouts antidérapants, pour que ta table ne glisse pas lors des manipulations.

TYPE DE COUSSINS : gymna.ONE haute densité

La haute densité de ces coussins Premium est le résultat d'un **rembourrage double spécial**, composé d'un noyau dur de 100 kg/m³ recouvert d'une couche supérieure souple de 40 kg/m³.

- Cette résistance accrue rend les coussins moins moelleux, ce qui se traduit par **une perte d'énergie minime, voire nulle**, lors de manipulations vigoureuses.
- Chauffage des coussins : **3 niveaux de température** (env. 34, 36, 38 °C) activables via une télécommande Bluetooth sans fil avec minuterie automatique de 30 min.
- Les coussins sont recouverts d'un similicuir PU haut de gamme, sans phtalates:
 - **Biocompatible et super doux au toucher.**
 - Résistants à l'usure, ignifuges, faciles à nettoyer et désinfectables.
 - Disponibles en 8 couleurs, à combiner selon 4 combinaisons de couleurs
- Ouverture faciale unique et extra-large avec appui-tête **Ergomax** pour une détente supplémentaire en position ventrale. Le coussin Ergomax est fabriqué en mousse PU à faible densité, il est sans couture, imperméable et lavable.

2 SURFACES DE COUCHAGE:

partie tête courte et partie dos/jambes longue. Tu choisis cette table de soins en deux parties si tu effectues principalement des soins en position allongée et que tu recherches une table stable, solide et compacte.

PARTIE TÊTE COURTE : réglable en hauteur (vers le haut et vers le bas) grâce à un vérin à gaz.

- Ton patient est allongé de manière détendue grâce à l'inclinaison.
- Particulièrement indiquée pour les massages, les séances de relaxation, les soins et/ou les manipulations en position allongée.

PARTIE DOS/JAMBES LONGUE : fixe et stable, non réglable séparément.

- Offre une surface de couchage solide et confortable sur toute la longueur, du dos aux jambes.
- Idéal pour les massages, les soins classiques et la thérapie manuelle ne nécessitant pas de réglage séparé du dossier ou des jambes.
- En combinaison avec le réglage électrique de la hauteur et le système de commande i-Control, il permet un réglage toujours optimal et sûr à la hauteur de travail.

OPTION ÉCLAIRAGE LED:

- Éclairage LED sur la partie inférieure du châssis.
- Crée une ambiance supplémentaire dans ton cabinet, luminosité réglable.
- Choix parmi 14 couleurs, à commander via une télécommande IR avec bouton MARCHE/ARRÊT.
- Assure un guidage fonctionnel : lumière verte = remontée, lumière rouge = descente.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 206 x 67 cm
- Poids : 112 - 127 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm
- Capacité de levage max. : 200 kg
- Conforme aux directives 2017/745 (MDR), 2012/19 et 2011/65, ainsi qu'aux normes CEI/EN 60601-1 et CEI/EN 60601-1-2