

Entraîneur combiné espalier Nohrd Wallbar - chêne **gymna**

Art: 566442 | Marque: **NOHRD**

849,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Les appareils d'entraînement du concept 'Wooden fitness & therapy' trouvent leur source dans les pays scandinaves. Les matériaux naturels et durables (le bois et l'eau) donnent immédiatement une atmosphère chaleureuse à votre salle d'entraînement. Allié à un design épuré, pour un ensemble des plus séduisants. **Ces matériaux font de votre salle d'entraînement un 'endroit incontournable'**. 'Wooden fitness & therapy' propose des approches originales pour l'entraînement : **des idées innovantes qui révolutionnent l'entraînement** et la thérapie. Le NOHRD **Combitrainer** se fixe sur les échelons du NOHRD Wallbar offrant ainsi une **multitude d'exercices en position assise ou couchée**, et ce aussi bien pour les membres supérieurs qu'inférieurs. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- entraîneur à assise coulissante à fixer sur un Wallbar (espalier non inclus / hauteur d'utilisation max. 100 cm).

- l'angle du Combitrainer vis-à-vis de l'espalier détermine la résistance de l'exercice.
- unité d'entraînement idéale pour le travail musculaire concentrique et excentrique de tout le corps.
- système de poulie bilatéral équipé de 2 poignées en corde.
- peut être rangé à la verticale contre l'espalier après utilisation.
- poids max. de l'utilisateur : 120 kg.
- livrable dans les couleurs chêne ou noyer.