

# Electrode CET pour Winback - convexe - 60 mm - 3P ***gymna***

Art: 580573 | Marque: [WINBACK](#)



## Informations sur le produit

- les électrodes CET sont principalement utilisées pour les tissus superficiels et mous à forte teneur en eau tels que les muscles, les fascias, le système lymphatique, le système veineux, ....
- ces électrodes capacitives uniques sont conçues pour un travail de précision : traitement des points gâchettes, massages défibrosants, ....
- selon la forme ou l'emplacement de la zone à traiter, on choisit des électrodes plates ou convexes, de tailles et de diamètres différents
- vous reconnaissez les électrodes CET à leur couleur noire
- compatible uniquement avec le Back 3<sup>TX</sup> et le Back 4