

Guéridon - Vinno 5 - 6

gymna

Art: 568315 | Marque: **VINNO**



Informations sur le produit

Le guéridon optionnel pour les appareils d'échographie Vinno 5 ou Vinno 6 vous permet d'utiliser votre modèle d'ordinateur portable comme unité de cabinet.

- **Réglable en hauteur** pour un confort optimal et une position de travail ergonomique.
- Augmente la **flexibilité** et la mobilité des Vinno 5 ou Vinno 6, ce qui permet de les utiliser **comme systèmes portables et stationnaires**, adaptés aux besoins de l'utilisateur.
- Dimensions: (larg x prof x h) 65 x 75 x 85-105 cm.