

Sonde linéaire X6-16L - Vinno 6 - E35 - R serie

gymna

Art: 568255.D | Marque: [VINNO](#)



X6-16L Broadband Linear Array

Informations sur le produit

Transducteur pour les échographes Vinno 6 et Vinno E35 - X6-16L broadband linear array.

- Pas fin, haute résolution.
- Applications : vasculaire, petites parties du corps.
- Gamme de fréquences : 5,05-15,50 MHz.
- Doppler à ondes (waves) pulsées, Doppler couleur, Doppler puissance, harmonique.
- Réglage de la fréquence de plusieurs images en modes 2D, harmonique, Doppler couleur et Doppler onde (wave).