

Strapit Active Tape V2 - beige avec motif beige - 5 ***gymna***

cm x 5 m

Art: 586466 | Marque: [STRAPIT](#)



Informations sur le produit

Strapit **Active Tape** est une bande extensible dans quatre directions qui soutient le mouvement, soulage la tension musculaire et favorise la récupération. Grâce à son élasticité unique (jusqu'à 250 %) et ses fortes propriétés adhésives, cette bande est idéale pour les blessures musculaires et tendineuses, le soulagement des articulations, les douleurs de croissance ou après une opération chirurgicale.

Conçue par des physiothérapeutes sportifs australiens, cette bande combine un mélange technique de nylon et de lycra avec une technologie hydrofuge et un adhésif japonais de haute qualité. Ainsi, elle reste parfaitement en place même pendant des exercices intenses, la transpiration ou le contact avec l'eau.

La bande est appliquée en position articulaire fléchie pour soutenir de manière optimale le système musculo-squelettique pendant les mouvements dynamiques. Le matériau respirant et hypoallergénique assure un confort maximal même lors d'une utilisation prolongée.

Avantages:

- **S'étire jusqu'à 250 %** - soutient sans restreindre
- **S'étire dans 4 directions** - dans le sens de la longueur et de la largeur
- **Activation des mouvements** - idéal pour les problèmes de coordination ou de surutilisation

- **Imperméable et respirant** - adhère pendant le sport, la douche ou la natation
- **Auto-adhésif sur la peau et sur lui-même** - convient aux applications multicouches
- **Hypoallergénique** - sans latex ni oxyde de zinc, doux pour la peau
- **Design unique** - inspiré des motifs Hopi et Maya
- **Dimensions** - 5 cm de large x 5 mètres de long