

BH Movemia magnetic vélo d'intérieur

gymna

Art: 564505 | Marque: BH



Informations sur le produit

Vélo robuste et autonome pour entraînement d'intérieur avec guidon de triathlon multiprise et résistance magnétique.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Châssis en acier robuste avec un revêtement industriel - extrêmement résistant à la corrosion et à la rouille.
- Guidon de triathlon multi-poignées, réglable verticalement et horizontalement.
- Selle micro-réglable (à la verticale et à l'horizontale) pour une position assise idéale.
- Un volant d'inertie en aluminium (équivalent à 20 kg) assure la résistance (16 niveaux)
- Système de freinage magnétique.
- Pédales combinées (SPD - trekking)
- Courroie de transmission Poly-V sans entretien.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau de tout type de surface.
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil.
- Affichage :
 - écran LCD avec rétro-éclairage, auto-alimenté
 - Indicateur puissance: le wattage est affiché en 6 zones avec différents couleurs: vert: 0-99 Watt, bleu: 100-199 Watt, cyan: 200-299 Watt, jaune: 300-399 Watt, magenta: 400-499 Watt, rouge: 500+ Watt
 - Connectivité par ANT+ et RFID: le vélo se connecte avec des logiciels interactives virtuels comme p.ex. Spivi, Aplifit, ...
 - Test FTP: calcule la puissance maximale qu'on peut faire pendant une heure.
 - Paramètres : temps, distance, RPM (tr/minute), fréquence cardiaque (ceinture thoracique non comprise), puissance, calories.
 - Choix parmi 4 affichages: actuel, pourcentage, moyenne ou maximale.

Spécifications

- Dimensions L x l x H : 104 x 63 x 117 cm
- Poids: 43 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg