

Ergofit Recumbent 4000 MED - anthracite

gymna

Art: 580161 | Marque: **ERGOFIT**



Informations sur le produit

VELO-ERGOMETRE ASSIS de qualité supérieure doté d'une technique et d'une technologie exceptionnelles et fiables pour la rééducation et l'entraînement (sportif) cardiovasculaires.

Vélo assis très solide et stable pour un usage professionnel, mouvement cyclique dans une position semi couchée / semi-assise. Cette position soulage les disques intervertébraux, cela rend ce Recumbent 4000 tout particulièrement adapté aux personnes souffrant de problèmes de dos.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- enjambée très large et basse.
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- frein électromagnétique.
- portée : charge de départ faible : 15 - 600 W par incrément de 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- poids utilisateur max. : 200 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.
- langue à sélectionner sur l'écran.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- selle avec dossier ergonomique.
- selle réglable horizontalement, indications pour retrouver la bonne position individuelle.
- possibilités d'entraînement : manuel ou selon le rythme cardiaque, 5 profils fixes.
- paramètres affichés sur l'écran : WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- précision : 10% (version MED 5% jusqu'à 400 W, 10% à partir de 400 W).
- dimensions (LxlxH): 160x54x125 cm.
- poids: +/- 79 kg.

OPTIONS DE SÉLECTION

- cadre : blanc ou anthracite.
- écran : écran graphique LED avec boutons poussoirs ou écran tactile couleur.
- exécution : standard ou MED (examen médical selon MDR).
- chip : équipée d'un lecteur RFID (compatible avec le logiciel Vitality care).