

# CureTape Classic kinésiologique - 5 cm x 5 m -

**gymna**

## rouge

Art: 575908 | Marque: CURETAPE



## Informations sur le produit

### CureTape Classic – Dé kinesiotape voor de professionele praktijk

**CureTape Classic** is de meest gebruikte kinesiotape onder kinesitherapeuten wereldwijd en staat bekend om zijn hoge kwaliteit, huidvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Deze tape is speciaal ontwikkeld voor professioneel medisch gebruik en voldoet aan de strengste Europese MDR-richtlijnen.

**Gemaakt van elastisch, ademend katoen**, met een hypoallergene, latexvrije acryllijm laag, biedt CureTape Classic optimale kleefkracht en draagcomfort — zelfs bij langdurig gebruik (4 tot 7 dagen). De elasticiteit (130–140%) is afgestemd op die van de menselijke huid, wat essentieel is voor een effectieve Medical Taping behandeling.

### Waarom kiezen voor CureTape Classic?

- ? Gemaakt van hoogwaardig katoen met hypoallergene acryl-lijm laag
- ? Latexvrij en huidvriendelijk – minimale kans op huidreacties
- ? Waterresistent, ademend en geschikt voor langdurig gebruik (4-7 dagen)
- ? Standaardformaat: 5 cm x 5 m
- ? Voldoet aan de Europese MDR-wetgeving voor medische hulpmiddelen
- ? Verkrijgbaar in 8 kleuren

### Toepassingen van CureTape Classic in de kinesitherapie

- **Nabehandeling van blessures:** verminderen van zwelling, ontstekingen, oedeem en hematomen
- **Activeren van bloed- en lymfecirculatie**
- **Pijnverlichting** en verbetering van bewegingsvrijheid
- **Ondersteuning van spier- en gewrichtsfunctie:** proprioceptie verbeteren, bewegingsrichting corrigeren, stabiliteit verhogen
- **Behandeling bij overbelasting** zoals RSI, tenniselleboog of golfelleboog
- **Triggerpoint- en fascia-technieken**

**Let op:** Voor toepassingen onder extreme omstandigheden (zoals intensief sporten of zwemmen) wordt CureTape Sports aanbevolen vanwege de sterkere kleefkracht.