

Coban 2,5 cm x 4,5 m (30 pcs)

gymna

Art: 9131188 | Marque: **SOLVENTUM**



Informations sur le produit

COBAN est un **bandage de compression et de fixation cohésif** ou auto-adhésif. Un pansement cohésif est un **pansement qui n'adhère qu'à lui-même** et qui n'adhère ni à la peau, ni aux poils. Il s'agit d'un bandage léger et confortable pour **une pression durable et fiable**.

MATERIEL

- Polyester non-tissé
- ATTENTION : contient du latex naturel. Réactions allergiques possibles.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Bande **poreuse** qui permet à la peau de continuer à respirer
- **Résistante à l'humidité**. Il est possible de prendre une douche ou un bain
- Ne se desserre pas après application
- Peut être réappliquée
- Reste élastique

APPLICATIONS ET INDICATIONS

- **Traumatologie** générale et sportive :
 - Immobilisation des articulations (entorses légères).
 - Troubles tendineux et musculaires (entorses, claquages).
- **Phlébologie**:
 - Maladies aiguës des vaisseaux sanguins (oedèmes, ulcères, varices).
 - Immobilisation après une sclérose ou un stripping.
 - Prévention des thromboses / embolies.

- Immobilisation des greffes de peau /des greffes de peau **en cas de brûlures** :
 - Prévention des cicatrices hypertrophiques.
 - Fixation de compresses de gaze et autres pansements primaires.

Sélectionner la largeur, longueur du rouleau 4,5 m.