

Curamotion Exer 1 - entraîneur épaule, incl. acc. de ***gymna***

fixation

Art: 560250



Informations sur le produit

Le Curamotion Exer I est un appareil d'entraînement de l'épaule et d'amélioration de la circulation sanguine, de la force musculaire et de l'amplitude de mouvement des articulations.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- résistance adaptable.
- rayon aisément modifiable.
- bouton de libération rapide pour modifier la hauteur.
- écran LCD multifonctions pour afficher :
 - le nombre de rotations.
 - le nombre de rotations par minute.
 - la durée d'exercice.
 - les calories consommées.
- fourni avec tous les accessoires pour le fixer au mur (construction dure).
- manuel concis en anglais.