

**Electrode autocollante Easysnap - Compex - 5 x 5  
cm (4 pcs) - noir**

***gymna***

Art: 579820 | Marque: **COMPEX**

**10,99 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Les électrodes adhésives réutilisables "Easysnap" de Compex sont des électrodes autocollantes de haute qualité pour l'électrostimulation et le TENS.

- Easysnap: avec connecteur à pression pour les électrostimulateurs sans fil Compex (tels que Compex Fit 5.0 et Compex SP 8.0).
- Les électrodes autocollantes se collent directement sur la peau.
- Les électrodes sont sans latex.
- Disponible en différentes tailles et versions:
  - avec 1 ou 2 connecteurs à pression.
  - 5 x 5 cm ou 5 x 10 cm.
- 2 ou 4 électrodes dans un paquet, selon la taille.
- Couleur noir.