

# Togu Dynair comfort wedge, coussin assise cunéiforme - noir

***gymna***

Art: 575029 | Marque: [TOGU](#)



## Informations sur le produit

Coussin dynamique et cunéiforme avec une ouverture dans le zone central pour un meilleur confort. Le matériel souple et gonflé bouge sans cesse et demande une action ininterrompue des muscles profonds du dos. Ces coussins sont équipés de picots d'un côté, pour un effet sensoriel supérieur. Env. 36 x 37 cm avec une charge maximale d'env. 150 kg. Disponible en 2 couleurs (bleu - noir).