

Applicateur court 'RSW' ShockMaster

gymna

Art: 342716



Informations sur le produit

Nouveau 'pistolet' ergonomique pour la thérapie à ondes de choc radiales avec les caractéristiques suivantes:

- conception : fonctionnel, léger et bien équilibré
- poignée en matière synthétique, fermé contre des saletés et recouvert avec une matière soft-grip
- fonction marche/arrêt électronique au top de la poignée, pour éviter des démarrages non-souhaités
- corps plus courte en caoutchouc douce et confortable pour une atténuation optimale des vibrations
- portée de traitement élargie - commence déjà sur 0,3 bar - pour pouvoir traiter des zones très sensibles et même enfants
- livré avec 2 tuyaux et 2 projectiles, mais sans applicateurs
- compatible avec les nouveaux applicateurs pour la colonne vertébrale et fasciales
- compatible avec les appareils shockmaster précédents après une mise à jour du logiciel