## Elexeo ET unité de contrôle

Art: 375020 | Marque: GYMNA





## Informations sur le produit

L'unité de contrôle Elexeo ET est un appareil d'électrothérapie autonome pour la neuromodulation et la neurostimulation avec TENS, NMES et microcourants. Cet appareil d'électrothérapie à 2 canaux offre tous les modes de courant et des programmes pour la stimulation musculaire et nerveuse. L'appareil est commandé via l'écran tactile couleur intégré.

L'unité de commande est la base à laquelle sont reliés divers autres modules :

- Module ET : étend l'appareil à une unité d'électrothérapie à 4 canaux
- Module US: s' étend à un appareil "combi"
- Module Vaco: pour appliquer l'électrothérapie avec des électrodes sous vide
- Module batterie : permet d'utiliser l'appareil indépendamment de l'alimentation secteur

Vous décidez de la combinaison que vous faites, maintenant ou plus tard, en fonction de vos besoins.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- L'unité de commande alimente tous les modules thérapeutiques Elexeo connectés.
- Chaque module ne peut être ajouté qu'une seule fois à la plateforme modulaire
- 32 modes de courant intégrés pour diverses applications:

- soulagement de la douleur modulation de l'activité neuronale (TENS)
- stimulation musculaire fonctionnelle (NMES)
- évaluation de l'état des muscles et des nerfs
- Réparation des tissus (microcourant)

## • Écran tactile couleur capacitif

- pas de boutons "physiques" pour faire fonctionner l'appareil
- inclinable et visible sous tous les angles, même en cas de forte luminosité
- interface utilisateur graphique intuitive qui s'adapte en fonction des modules liés
- préprogrammation possible : jusqu'à 3 canaux
- bibliothèque anatomique et vidéos pédagogiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES