

# Goniomètre digital - EasyAngle

**gymna**

Art: 577470 | Marque: MELOQ



## Informations sur le produit

Clic, clic, clic. Et c'est mesuré. EasyAngle est un instrument moderne et innovant pour mesurer l'amplitude des mouvements. **TOUT EN 1**

- peut être utilisé pour mesurer la mobilité de toutes les articulations du corps.
- remplace le goniomètre, l'inclinomètre et le goniomètre cervical classiques.

### FACILE

- trois clics, et la mensuration est faite.
- seulement 1 seul axe longitudinal doit être pris en compte par temps.
- EasyAngle ne doit pas être placé sur l'axe de l'articulation, de ce fait chaque repère anatomique de votre préférence peut être utilisé.

### EFFICACE

- les mensurations se font rapidement et peuvent être réalisées avec une seule main.
  - vous pouvez donc soutenir le patient avec l'autre main.
  - le patient est votre occupation principale, et non le goniomètre.

### CONVIVAL

- conception ergonomique.
- écran clair présentant l'historique des 5 dernières mensurations.

### PRÉCIS

- capteur de haute précision.
- des études scientifiques montrent une haute fiabilité et validité.

L'ensemble EasyAngle contient :

- 1 capteur
- 1 latte d'alignement : 28,0 cm

- 1 chargeur USB avec câble.