


# Globus Duo Tens

**gymna**

Art: 503332 | Marque: GLOBUS



## Informations sur le produit

Le Globus Duo Tens est un appareil "de poche" pour l'électrothérapie à 2 canaux, notamment pour le traitement de la douleur. Très facile à utiliser, que ce soit au cabinet, à l'hôpital ou pour les patients à domicile.

### Caractéristiques générales :

- Affichage graphique.
- 20 programmes préprogrammés : 16 programmes TENS pour le soulagement de la douleur, 3 programmes pour les traitements sportifs, 1 programme pour le fitness.
- 6 programmes personnalisables.
- 2 canaux, l'intensité peut être réglée séparément par canal.
- Fonctionne sur batterie rechargeable (via un adaptateur secteur).

### Accessoires standard :

- 2 câbles d'électrodes.
- 2 jeux de 4 électrodes adhésives (5 x 9 cm et 5 x 5 cm).
- adaptateur secteur.
- livré dans un sac de rangement pratique.

### Spécifications techniques :

- forme de pulsation : rectangulaire biphasique symétrique ou compensé
- longueur de la pulsation: 50 - 400  $\mu$ sec, par 10  $\mu$ sec.
- fréquence : 1 - 150 Hz
- intensité : 0 - 100 mA<sub>pk</sub>, par 1 mA
- durée du traitement : 1 - 99 min.
- fonctionnement de la batterie : +/- 15 - 20 heures après une charge complète.
- dimensions : 13 x 8 x 2 cm
- poids : 220 g