

# Support Lombaire Push care 5

Art: 214105 | Marque: **PUSH**

**gymna**

**139,70 €**

Prix unitaire TVA incl.



**Informations sur le produit**

Le Support Lombaire Push care soulage la douleur dorsale grâce à une répartition uniforme de la pression. Dans le bas du dos, une pelote confortable procure une sensation agréable de pression grâce aux quatre points de pression. La pelote est amovible et la pression peut facilement être adaptée afin de répondre aux préférences individuelles. De par sa conception et grâce aux matières utilisées, le corset confortable à porter lors de la pratique d'activités en position assise ou debout, à la maison ou au travail. Son ajustement anatomique fait qu'il est adapté tant aux hommes qu'aux femmes, et il garantit un bon maintien de la position. Le corset est bien ajusté au corps et est invisible sous les vêtements. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le Support Lombaire Push care est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière.

## INDICATIONS

- Douleurs chroniques au bas du dos non spécifiques
  - Activités contraignantes pour le dos (prévention secondaire)
  - Douleurs pseudoradiculaires (sciatique)
- 
- + Compression uniformément répartie.
  - + Un coussin confortable, réglable en hauteur, avec 4 points de pression, procure une agréable sensation de pression.
  - + Bonne tenue anatomique pour les hommes et les femmes.
  - + Poignées intégrées pour un enfilage facile.
  - + Facile à porter sous les vêtements.
  - + Ceinture proprioceptive, peu d'impact sur les muscles abdominaux.
- 
- Pour un soutien mécanique solide, il est préférable de choisir le corset dorsal Push med.