

Manchon jambe droite Carepump - 6 chambres

gymna

Art: 119330 | Marque: CAREPUMP



Informations sur le produit

Manchons de jambe pour CarePump Lite6 – Pression confortable

Les manchons de jambe du CarePump Lite6 sont conçus pour fournir un massage de pression confortable et ajustable sur la jambe gauche et/ou droite, entièrement réglable via l'appareil CarePump Lite6. Le système de chambres superposées assure une distribution uniforme de la pression et empêche l'humidité de se retirer pendant le traitement.

Options disponibles :

- Jambe gauche
- Jambe droite
- Les deux jambes avec diviseur double

Caractéristiques principales :

- Système de chambres superposées : distribution uniforme de la pression pour un massage confortable.
- Fermeture éclair sur toute la longueur du manchon : facile à mettre et à retirer.
- Tuyaux robustes et matériaux de haute qualité : durables et faciles à nettoyer.
- Taille universelle : s'adapte parfaitement à la jambe une fois gonflé.
- Compatible avec CarePump Lite6.

Grâce au système de chambres intelligent et à l'ajustement flexible, les patients peuvent porter le manchon confortablement en position assise ou allongée, pour une expérience stable et agréable.