

Piste de sprint uni outdoor - non imprimé - gazon

gymna

artificiel tufté - 10 x 2 m - noir

Art: 581134



Informations sur le produit

Une qualité robuste pour une utilisation intensive en extérieur – sans lignes de délimitation, avec un look pro

Le Sprinttrack UNI Outdoor est conçu pour l'entraînement fonctionnel et la rééducation en plein air. Grâce à sa structure en fibres robuste, son support résistant et son excellente adhérence, ce tapis est parfait pour la poussée de traîneau, l'entraînement à la course, les exercices de stabilisation et l'entraînement à l'explosivité en extérieur.

La piste est unicolore, sans marquage – idéale pour un look sobre et polyvalent qui s'intègre dans n'importe quel cadre professionnel en extérieur.

Dimensions disponibles:

- Largeur : 2 mètres
- Longueurs : 10, 15, 20 ou 30 mètres

Spécifications

- Hauteur du pôle : $\pm 11,5$ mm
- Hauteur totale : $\pm 13,5$ mm
- Poids du velours : $\pm 1\,080$ g/m²

- Poids total : $\pm 2\,150\text{ g/m}^2$
- Épaisseur : 3/16"
- Nombre de points (m^2) : $\pm 47\,200$
- Support principal : PP $\pm 170\text{ g/m}^2$
- Support secondaire : latex, $\pm 900\text{ g/m}^2$
- Perméabilité à l'eau : $\pm 60\text{ l/min/m}^2$
- Résistance aux UV : DIN 53391
- Environnement : 100 % sans plomb ni cadmium