

Cryoflow ice-ir, incl. bras et 3 têtes

gymna

Art: 343101 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Appareil pour application de cryo avec des caractéristiques uniques:

- mesure constante de la température de la peau par capteur infrarouge.
- flux d'air adapté automatiquement afin de maintenir la température souhaitée.
- résultat maximal = éviter les températures trop élevées et trop basses.
- travail mains libres grâce au bras de traitement ergonomique.
- GTS sélectionne automatiquement les paramètres en fonction du résultat souhaité.