

Blackroll Resist band - bande de résistance - 190 cm **gymna**

- super fort - noir

Art: 577122 | Marque: [BLACKROLL](#)



Informations sur le produit

Bande de résistance pour l'entraînement de l'accélération, du sprint et de la technique de course.

La bande de résistance **BLACKROLL RESIST BAND** a été développée pour rendre les innovations de la thérapie d'exercice moderne et de l'entraînement sportif accessibles à tous. Les bandes de résistance répondent aux exigences professionnelles, mais conviennent également aux patients. Les bandes de résistance sont solides, extensibles, robustes et résistantes à la déchirure, mais agréablement douces au toucher. La manchette flexible incluse (7x5cm) permet de fixer rapidement la bande autour de la hanche pour un entraînement moderne de l'accélération, du sprint et de la technique de course sans coupure.

Spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

- gris : 190 cm x 6 cm, 190 g
- noir : 190 cm x 6 cm, 305 g

HYGIÈNE

- Lavable à 60 degrés - séchage à basse température - ne pas utiliser d'assouplissant ni de chlore
- pas de nettoyage à sec

QUALITÉ

- Fabriqué en Allemagne
- Qualité supérieure du produit
- Matériau textile unique pour un confort d'entraînement agréable
- Convient aux personnes allergiques, pas de contact cutané avec le caoutchouc ou le latex
- Éviter l'exposition prolongée au soleil