



Informations sur le produit

Blackroll Booster 2.0 - Amélioration des vibrations dynamiques pour le massage des fascias et les applications thérapeutiques

Le Blackroll Booster 2.0 est un noyau vibratoire innovant qui transforme n'importe quel rouleau fascia standard de 30 cm en un outil thérapeutique et d'activation puissant et à action profonde. Grâce à la **technologie avancée VibraMotion**, cet outil active, mobilise et régénère les tissus des muscles et des fascias d'une manière qui transcende le roulement en mousse traditionnel.

Applications

Le Booster 2.0 est conçu pour répondre aux besoins de l'entraînement de récupération active et de la rééducation:

- Optimisation de la mobilité : L'entraînement des fascias par vibrations améliore volontairement la mobilité des tissus, ce qui est idéal pour l'échauffement ou la préparation des mouvements.
- Régénération & récupération musculaire : la vibration directionnelle stimule la circulation sanguine, réduit la raideur musculaire et aide à soulager plus rapidement le tendon d'Achille et les douleurs musculaires.
- Modulation de la douleur : Les vibrations masquent les stimuli de la douleur dans le système nerveux, ce qui peut conduire à une intervention tissulaire plus agréable dans les zones sensibles.
- Stimulation proprioceptive : En activant les récepteurs des muscles et des fascias, le Booster 2.0 favorise l'équilibre, la stabilité et les sensations corporelles importantes pour la rééducation et l'entraînement neuromusculaire.

Caractéristiques et avantages

- Noyau vibrant enfichable facilement inséré dans n'importe quel rouleau BLACKROLL de 30 cm.
- 6 fréquences de vibration réglables d'environ 15 à 50 Hz pour adapter l'intensité à la cible : de la relaxation douce à l'activation profonde.
- La fonction mémoire enregistre la dernière fréquence utilisée pour une utilisation clinique efficace.
- Conception conviviale avec un fonctionnement intuitif et un moteur silencieux, idéal pour les environnements de pratique.
- Compatible avec plusieurs rouleaux BLACKROLL (Standard, Slim, Twin) offrant une flexibilité dans le traitement.

Caractéristiques

- Dimensions : environ 30 cm de longueur × ~5 cm de diamètre
- Poids : environ 680 g
- Fréquences de vibration : 6 niveaux entre 15 et 50 Hz
- Batterie : batterie Li-Ion avec une autonomie d'environ 1,5 h
- Capacité de la batterie : environ 2500 mAh
- Port de charge : USB-C (câble inclus)

Pourquoi choisir le Booster 2.0

- Augmente l'efficacité des traitements fasciaux
- Favorise les échauffements actifs et la rééducation
- Avantages scientifiquement prouvés pour la mobilité et la régénération
- Utilisation flexible avec différents groupes de patients et objectifs