

MoVeS mini loop - vert - fort - 30 x 2,5 cm

Art: 529164 | Marque: MOVES

gymna

3,21 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le MoVeS mini loop est livrable en 4 résistances différentes.

Les 'boucles' - en latex naturel - sont **extra solides** et **d'une élasticité exceptionnelle**.

- applications : stretching et renforcement de différents groupes musculaires.
- la longueur est toujours de 30 cm
- la largeur est toujours de 2,5 cm

COULEURS DES RÉSISTANCES

- jaune: léger
- rouge: medium
- vert: fort
- bleu: très fort