

# Manchon jambe Lympha-mat - gris - connecteur gris ***gymna***

Art: 110181 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



## Informations sur le produit

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#).

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées.
- Avec fermeture éclair.
- Longueur de la jambe (à partir du talon) 85 cm.
- Tour de jambe jusqu'à 75 cm.
- Couleur: gris ou noir.
- La circonférence du manchon peut être **augmentée** de 13 cm à l'aide d'une [extension grise](#) ou [noire](#).
- Des tailles de manchettes plus petites ou plus grandes sont disponibles sur demande.
  - Prière de contacter [votre délégué régional](#).

*Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital](#).*

*Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#).*

*Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus)*