

Dax Clinical désinfectant mains 75% - 150 ml

gymna

Art: 9052195 | Marque: **DAX**



Informations sur le produit

DAX Clinical est un **désinfectant pour les mains** composé de trois alcools différents, avec l'éthanol comme ingrédient principal.

- la teneur en alcool est de 75 % en volume.
- DAX Clinical fonctionne rapidement et efficacement et ne colle pas après évaporation.
- L'ajout de glycérine et de caprylyl glycol comme éléments hydratants garantit que la peau conserve son équilibre hydrique naturel et l'empêche de se dessécher.
- Sans parfum et sans colorants.

Disponible en flacon de 150 ml, flacon avec embout doseur 500 ml, bidon de 4 l, recharge pour les distributeurs Dax 700 ml et 1 l (art. 9053195 et 9072195).