

gymna.GO SELECT T5x - Black Edition

gymna

Art: 169510BLACK | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

Le Gymna GO SELECT T5x - Black Edition est équipé de:

- châssis noir
- similicuir premium Ink Black
- ouverture faciale Ergomax
- accoudoirs pour les bras
- roues
- cadre de commande i-control

Cette version sera disponible à partir de début 2026 et ne sera produite qu'en édition limitée.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 205 x 67 cm
- Poids : 81 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm
- Capacité de levage : max. 200 kg