

Toorx Barbell - haltères olympiques - 180 cm - 15kg ***gymna***

Art: 581556



Informations sur le produit

Cette **barre d'haltère olympique de Toorx** est conçue pour un usage professionnel où le développement contrôlé de la force est essentiel. Avec un diamètre de prise de 28 mm et une construction solide, cette barre est particulièrement adaptée aux exercices de banc et de rack tels que le développé couché, le deadlift, les rangées, l'épaulé-jeté et les squats.

Grâce à sa capacité de charge maximale de 320 kg, cet haltère offre un haut degré de sécurité et de durabilité, même en cas d'utilisation fréquente et intensive. La longueur compacte de 180 cm et la dimension intérieure de 122,5 cm rendent la barre idéale pour une utilisation dans des racks et des bancs standard, ce qui la rend très pratique dans les environnements thérapeutiques.

Caractéristiques principales

- Qualité professionnelle : convient aux plaques de poids olympiques 50 mm
- Capacité de charge élevée : charge maximale jusqu'à 320 kg
- Prise en main confortable : diamètre de 28 mm pour un contrôle optimal pendant les exercices
- Utilisation ciblée : idéale pour les exercices sur banc et sur support dans le cadre de la rééducation et de la musculation
- Conception compacte et stable : parfaite pour une utilisation en cabinet

Spécifications

- Longueur de la tige : 220 cm
- Dimensions intérieures : 131 cm
- Poids : 20 kg

- Diamètre de la tige : 30 mm
- Type de fermeture : Lock-Jaw ou ressorts de blocage (non inclus)