

Nohrd Wallbar espalier 14 échelons - chêne

gymna

Art: 566402 | Marque: [NOHRD](#)



Informations sur le produit

L'espalier est un classique parmi les équipements de rééducation.

Le Wallbar de NOHRD est dotée d'un bras intégré et rabattable qui élargit considérablement le nombre d'options d'entraînement. Finie en chêne ou en noyer, l'espalier attire l'attention et témoigne d'un mode de vie actif et conscient.

Spécifications

- dimensions (l x l x h) : 230 x 79 x 13 cm
- poids : 21 kg
- poids max. de l'utilisateur : 120 kg