Nohrd Wallbar espalier 14 échelons - chêne



Art: 566402 | Marque: NOHRD



Informations sur le produit

L'espalier est un classique parmi les équipements de rééducation.

Le Wallbar de NOHrD est dotée d'un bras intégré et rabbattable qui élargit considérablement le nombre d'options d'entraînement. Finie en chêne ou en noyer, l'espalier attire l'attention et témoigne d'un mode de vie actif et conscient.

Spécifications

• 14 échelons, distance entre les barres: 9,9 cm

• dimensions (l x l x h) : 230 x 79 x 13 cm

• poids: 21 kg

• poids max. de l'utilisateur : 120 kg

• accessoires optionnels: plan incliné, entraineur combiné, adaptation multifonctionnel