

Ergofit Vector Squat Press MED - blanc

gymna

Art: 512221 | Marque: [ERGOFIT](#)



Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Squat Press est un appareil permettant de renforcer les muscles des jambes. Les principaux groupes musculaires sollicités sont les Mm. ischio-crurales, Mm. Quadriceps femoris, mm. Glutei, m. gastrocnémien, m. soléaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace limité
- manipulation facile
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard
 - avec limiteur de ROM
 - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
 - écran tactile couleur
 - indique les positions de début et de fin de l'exercice
 - feedback en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
 - lecteur de carte à puce (RFID)
 - compatible avec le logiciel du système Vitality

OPTIONS

- châssis
 - cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
 - cadre noir avec blindage noir des poids

- couleurs du rembourrage
 - noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
 - anthracite (charcoal)
 - cactus (vert)
 - sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
 - cerise (rouge)
 - smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
 - rouge
 - vert
 - bleu
 - blanc

Spécifications

- dimensions (L x L x H) : 240 x 100 x 155 cm
- pile de poids : 7,5 kg - 200 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 7,5 kg
- poids totale de l'appareil : 505 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical classe I, selon la directive MDR 2017/745