

Aquasonic 100 parker - 250 ml

gymna

Art: 1820194



Informations sur le produit

Aquasonic 100 Parker – 250 ml is een hoogwaardige ultrasound gel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met doppler- en echografieapparatuur. Deze contactgel zorgt voor een optimale overdracht van ultrasone signalen en garandeert een helder en nauwkeurig beeld tijdens diagnostische onderzoeken.

De gel creëert een perfecte aansluiting tussen de huid en de transducer, waardoor luchtinsluitingen worden vermeden en de signaalkwaliteit aanzienlijk verbetert. Dit resulteert in betrouwbare en consistente beeldvorming, essentieel voor zowel kinesitherapeuten als artsen.

Aquasonic 100 staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke eigenschappen: de gel is wateroplosbaar, niet-vettig en laat geen residu achter op de huid of apparatuur. Bovendien is hij huidvriendelijk en geschikt voor frequent gebruik in klinische omgevingen.

Kenmerken:

- Ideaal voor doppler- en echografieonderzoek
- Optimale geleiding van ultrasone signalen
- Wateroplosbaar en eenvoudig te verwijderen
- Niet-vettig en laat geen sporen na
- Huidvriendelijk en geschikt voor dagelijks gebruik

Een betrouwbare keuze voor professionele zorgverleners die streven naar precisie en comfort tijdens elke behandeling of diagnose.