

Masque buccal CUP FFP2 - préformé - élastiques

gymna

tête (20 pcs)

Art: 9972747



Informations sur le produit

Le masque buccal Wanli FFP2 Cup est un **masque de protection respiratoire** à usage unique, sans valve. **CONFORT**

- **CUP:** le masque préformé s'adapte parfaitement aux joues, au nez et sous le menton, **tout en laissant de l'espace autour de la bouche pour faciliter la respiration.**
- **Nez en mousse souple préformée** s'adapte parfaitement autour du nez, évite les points de pression et garantit qu'aucun air ne s'échappe vers le haut évitant que des lunettes s'embuent.
- Extrêmement léger.
- Résistant aux éclaboussures.
- Facile à mettre en place.

UN SENTIMENT DE SECURITE JUSTIFIE

- **2 élastiques autour de la tête** qui restent bien en place et vous procurent une sensation de sécurité.
- méthode ergonomique de fixation pour le visage, la tête et le cou.

Classification : FFP2, répond aux normes EN 149:2001+A1:2009. Certificats sur simple demande.