



Informations sur le produit

Grâce aux outils fascia, on multiplie le résultat sur les tissus mous (peau, myo-fasciaux, tendineux ou ligamentaires) en combinant en alliant propriétés mécaniques et courants multifréquence Winback (TECAR + Hi-TENS + Hi-EMS).

Les outils fascia existent en 2 tailles, permettant de traiter toutes les zones du corps et du visage.

Le pack fascia se compose de :

- 1 outil fascia pro
- 1 outil fascia mini
- 1 câble de connexion (connecteur snap)
- 2 sacoches noir
- une formation via la Winback Academy
- kit de communication pour les médecins et les patients