

# Manchon bras Hydroven - 3 compartiments - 78 cm **gymna**

Art: 330495 | Marque: FLOWTRON HYDROVEN



## Informations sur le produit

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Matériau léger et résistant pour un usage fréquent.
- L'intérieur est souple et doux.
- Doté d'une fermeture éclair pour le mettre ou l'enlever facilement.
- La circonférence peut être augmentée à l'aide d'un insert (art. 330.539).

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 3 chambres à air qui sont remplies d'air du sens distal vers proximal.
- Les chambres à air sont progressivement gonflées, une à une, avec une diminution de la pression de 10 % d'une chambre à air à l'autre.
- Longueur 78 cm (depuis le poignet) - circonférence du bras max. 62 cm.

Manchons de taille plus petite ou plus grande disponibles sur demande. Attention : ce manchon ne peut PAS être lavé en machine.