

Taurus Walker premium, hydraulique

Art: 507840 | Marque: **TOPRO**

gymna

2 066,41 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le Taurus Walker est un chariot roulant sûr adapté à la rééducation de la marche. Il s'agit d'un excellent équipement pour aider les patients à remarcher après une blessure ou une opération. Les personnes ayant des problèmes de dos, de l'arthrite, des fractures de la jambe ou du bassin ou des affaiblissements neurologiques peuvent également en tirer un grand bénéfice. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- extrêmement léger et mobile.
- réglage de la hauteur : avec indication, via suspension pneumatique, pour les personnes jusqu'à 2 m.
- la suspension pneumatique va suffisamment bas pour permettre au patient de s'asseoir ou se lever seul.
- base solide en matériau durable et inoxydable, facile à nettoyer, peut être mis dans la douche.
- accoudoirs en mousse caoutchouc : réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison.

- poignées réglables.
- supports du sens de la marche.
- freins :
 - 1 frein de blocage sur chaque roue.
 - frein à main/de parking sur les roues arrière.
- capacité maximale : 150 kg.