

Airex Heartbeat - Ballon d'assise lesté en ABS avec ***gymna***

housse - 65 cm

Art: 575491



Informations sur le produit

Le **ballon d'assise actif AIREX Heartbeat** allie une position assise ergonomique à une stimulation active de l'équilibre. Idéal pour les salles de soins, la rééducation et l'entraînement, il aide à améliorer la posture, la stabilité du tronc et la conscience corporelle.

Grâce à son **ballon intérieur lesté**, le ballon reste bien en place et ne roule pas de manière indésirable. La **technologie anti-éclatement** intégrée garantit une sécurité et une durabilité accrues, même en cas d'utilisation professionnelle intensive. La housse amovible aspect lin donne au ballon d'assise un look élégant qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel cabinet ou salle d'entraînement.

Avantages

- Stimule une position assise active et dynamique.
- Favorise la posture, l'équilibre et la stabilité du tronc.
- Le ballon intérieur lesté empêche le ballon de rouler de manière indésirable.
- Technologie anti-éclatement pour une utilisation sûre et durable.
- Livré avec une housse amovible et une pompe à main.

Caractéristiques

- Diamètre : 65 cm
- Convient aux utilisateurs mesurant entre 160 et 190 cm

- Comprend un ballon intérieur, une housse en lin, une pompe à main, un adaptateur de pompe et un bouchon de valve.

Conseil: Regonfle le ballon environ deux semaines après la première utilisation pour atteindre son diamètre optimal.