

Dax alcogel désinfectant mains 75% - recharge

gymna

distributeur - 1 l

Art: 9071195 | Marque: [DAX](#)



Informations sur le produit

DAX Clinical est composé de trois alcools différents, dont l'éthanol est le principal ingrédient. Il s'agit d'une désinfection hygiénique des mains **liquide** et **la teneur en alcool est de 75 % en volume**. DAX Clinical fonctionne rapidement et efficacement et ne colle pas après évaporation. L'ajout de glycérine comme agent hydratant garantit que la peau conserve son équilibre hydrique naturel et l'empêche de se dessécher. Sans parfum et sans colorant. Recharge pour le Dax Clinical distributeur manuel. Contenu : 1 l.