

# Pulse oxymètre / Saturomètre doigt - rechargeable **gymna**

Art: AD149001 | Marque: **DRIVE**



## Informations sur le produit

### Compact, précis et rechargeable - pour une utilisation quotidienne

Le PF-10A est un oxymètre de pouls avancé et rechargeable qui allie fiabilité et facilité d'utilisation dans un design compact. Grâce à la technologie des puces de dernière génération, cet appareil fournit à tout moment des mesures précises de la saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub>), de la fréquence cardiaque et de l'indice de perfusion - indispensable à la fois pour les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme ou la BPCO, et pour les utilisateurs sportifs qui souhaitent surveiller leur fonction pulmonaire.

### Pourquoi choisir le PF-10A ?

- **Rechargeable** via USB-C - pas besoin de piles remplaçables, donc plus durable et plus économique. (*Le chargeur ou le bloc d'alimentation doit avoir une tension de sortie maximale de 5 V*)
- **Mesure automatique**: démarre 2 secondes après le placement du doigt.
- **Temps de mesure court** avec une analyse finale claire au bout de 30 secondes.
- **Paramètres d'alarme individuels** pour une tranquillité d'esprit supplémentaire.
- **12 paramètres d'enregistrement** disponibles en mode hors ligne.
- **Écran OLED** avec rotation à 360°, barre de fréquence cardiaque et forme d'onde de pléthysmographie pour un soutien visuel.
-

**Compact et léger** (seulement 37 g) - idéal pour les voyages ou l'utilisation quotidienne à la maison.

### **Accessoires inclus:**

- Câble de charge USB-C
- Cordon de transport
- Manuel

Avec une autonomie de 24 heures et un temps de charge de seulement 3 heures, le PF-10A est toujours prêt à l'emploi. En bref, un choix intelligent pour ceux qui veulent combiner des mesures fiables de l'oxygène avec le confort et la durabilité