

Toorx Barbell - haltères olympiques - 220 cm - 20kg **gymna**

Art: 581561 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Cette **barre d'haltère olympique** de haute qualité de **Toorx** est conçue pour une utilisation intensive et professionnelle, idéale pour la musculation et la rééducation fonctionnelle en cabinet. Avec une construction robuste, un diamètre de prise de 28 mm et des bagues en bronze lisses, cette barre offre un excellent contrôle et une grande durabilité, même sous de lourdes charges.

Caractéristiques principales:

- Qualité professionnelle : convient aux plaques de poids de 50 mm de diamètre
- Capacité de charge élevée : charge maximale jusqu'à 320 kg
- Prise en main optimale : diamètre de 28 mm pour une prise en main confortable et sûre
- Rotation fluide : équipé de bagues en bronze pour un mouvement fluide pendant le levage
- Polyvalent : convient aux applications de musculation, de powerlifting et de rééducation

Spécifications

- Longueur de la tige : 220 cm
- Dimensions intérieures : 131 cm
- Poids : 20 kg
- Diamètre de la tige : 30 mm
- Type de fermeture : Lock-Jaw ou ressorts de blocage (non inclus)