

NuStep T4r Recumbent cross trainer

gymna

Art: 507300.N | Marque: **NUSTEP**



Informations sur le produit

L'entraîneur 'cross assis' NuStep T4r est une valeur sûre dans les maisons de retraite, les cabinets de kinésithérapie et à la maison, il met ainsi le mouvement naturel de la marche à la portée de tous dans le cadre de la rééducation et de l'entraînement.

- Il permet de réaliser un entraînement assis des membres inférieurs et supérieurs, ensemble ou séparément.
- les nombreuses possibilités de réglage rendent le NuStep T4r adapté à tous, quels que soient l'âge, le niveau, la capacité physique et les objectifs.
- le NuStep T4r peut être utilisé notamment dans le cadre de la rééducation neurologique, gériatrique, orthopédique et cardiaque et pour le fitness.
- le patient peut aisément s'installer depuis un fauteuil roulant grâce au siège pivotant et aux accoudoirs relevables.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- le mouvement à impact faible garantit une charge minimale sur les articulations.
- le siège pivote sur 360 ° par intervalles de 45 °
- accoudoirs relevables.
- possibilité de « roue libre » immédiate.
- la longueur du pas est déterminée par l'utilisateur.
- fermetures « coulissantes » simples pour régler les bras.
- des accessoires en option permettent une bonne fixation ergonomique des membres éventuellement affaiblis.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- enjambée très basse : env. 28 - 30 cm.
- dossier de 43 cm de haut.
- repose-pieds en matière synthétique avec surface antidérapante (des sangles pour maintenir les pieds sont disponibles en option, art. 507.315).

- grand écran LCD monochrome très lisible qui fonctionne sur batteries.
- feedback motivant via « Pace Partner »
- export des données via USB.
- résistance magnétique : 5 - 800 W - 10 niveaux de résistance.
- poids max. de l'utilisateur : 180 kg - taille max. de l'utilisateur : 193 cm.

Optionnel: transporteur T4 adapté permettant de déplacer aisément le Nustep T4r.