

Verin 300N tetiere table pro

gymna

Art: S190128



Informations sur le produit

Ce vérin à gaz de 300N est une pièce de rechange d'origine pour la tête de la table de traitement PRO.

Le vérin à gaz assure un réglage souple et contrôlé de la tête, permettant de positionner le patient confortablement pendant le traitement.

Caractéristiques :

- Force : 300N
- Spécifiquement conçu pour la tête de la table de traitement PRO
- Remplacement facile en cas d'usure ou de perte de force
- Construction durable pour un usage professionnel intensif

Besoin de le remplacer ? Consultez notre guide téléchargeable « Remplacement du vérin à gaz » pour des instructions d'installation étape par étape.